


Istruzioni prelievo dei bulbi



Il prelievo dei capelli deve essere eseguito su capelli non lavati da almeno 36-48 ore. I capelli vanno prelevati con il bulbo e lo stelo.

Nei soggetti con capelli cortissimi, usare pinzette apposite tipo pinzette per sopracciglia. I punti di prelievo sono indicati come punti "POP" (vedi foto) chiamati "punti operativi preferenziali" e sono:

- Fronto-parietale dx e sx

(da non utilizzare se esistono situazioni di alopecia androgenetica maschile e femminile)

- Occipitale e/o occipitale inferiore / nuca.

- Retro - auricolare dx e sx.


Possono bastare 8\10 capelli per ogni punto di prelievo.

Nei casi in cui non sia possibile il prelievo nei due punti fronto-parietali, aumentare il numero di capelli nelle altre zone.

Prelevare complessivamente almeno 40/50 capelli, essenziale per una valutazione corretta ed attendibile.

I campioni prelevati vanno messi, tutti assieme, in unico contenitore in alluminio e/o foglio di carta stagnola dimensioni tipo - A4.

Compilare questionario anamnestico Bio M.R.T.



Inserire in una busta imbottita e spedire la busta all'indirizzo:



Mineralogramma FACILE
La tua salute, la nostra priorità

Umberto Galbiati

Via Sant'Alessandro 20 - 23855 Pescate (LC)